

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLINIKINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS BAKTERIOLOGINIŲ TYRIMŲ ĖMINIŲ VADOVAS**

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
1.	Tepinėlis iš burnos nuo pakenkimo židinių ar pūlių (jeigu yra)	1. Steriliu tamponu pašalinti seiles ir apnašas nuo žaizdų. Tamponą išmesti. 2. Kitu steriliu tamponu paspaudžiant paimti medžiagą nuo žaizdos paviršiaus, neličiant sveikų audinių. 3. Tamponą įdėti į transporto terpę.	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 35 paros;	1. Tamponu paimta medžiaga suteikia mažai informacijos apie sukėlėją. Pirmenybę teikti audinio biopstatui ar punkcine adata paimtam aspiratui. Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma.
2.	Tepinėlis iš nosies landų.	1. Steriliu fiziologiniu tirpalu suvilgyti tamponėlį ir įvesti į nosies landas apie 2 cm. 2. Švelniu sukamuoju judesiu tamponą pasukti 5 sek. 3. Tamponą įdėti į transportinę terpę.	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	1. Tiriama stafilokokų ar streptokokų nešiojimas, kai nosyje yra žaizdos. Imama prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
3.	Tepinėlis iš nosiaryklės	1. Švelniu judesiu lankstų tamponą įvesti per nosį į nosiaryklę. 2. Atsargiai sukti tamponą apie 5 sek., kad absorbuotų sekretą. 3. Tamponą įdėti į transporto terpę.	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma.
			Speciali terpė meningokams	Ne daugiau 15 min.	Neleidžiama laikyti	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma
4.	Sinusų aspiratas.	Paimta punkcine adata į sterilų indą.	Sterilus indas 1-3 ml	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temp., 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Bandinys iš nosies ar nosiaryklės tamponu neinformatyvus. Imama prieš antibakterinį gydymą	Nesaugoma.

NVSPL

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
5.	Tepinėlis iš gerklų	1. Mentele prispausti liežuvėlių. 2. Steriliu tamponu imti nuo tonzilų, ryklės uždegiminių vietų. 3. Tamponą įdėti į transporto terpę.	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Paėmimas kontraindikuotinas sergantiems epiglotitu (galima paimti, jei yra įstatytas intubacinis vamzdelis). Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma.
6.	Skrepliai	1. Surinkti, prižiūrint med. seseriai ar gydytojui. 2. Prieš tai ligonis išsivalo dantis ir išskalauja burną steriliu ar virintu vandeniu. 3. Ligonis atkosėja iš giliai į sterilų indą.	Sterilus indas ne mažiau 1 ml	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje,	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	1. Tinkami tyrimui yra < 10 plokštaus epitelio ląstelių x 1000 reg. lauke. Stengtis surinkti tyrimui rytinę porciją. Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma.
7.	Broncho-alveolinis lavažas. Bronchų išplovos, aspiratas iš trachėjos.	1. Surinkti specialiomis priemonėmis į sterilų indą.	Sterilus indas ne mažiau 1 ml	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma.
8.	Tepinėlis iš vidinės ausies	1. Jei plyšęs ausies būgnelis, naudojant ausies skėtiklį, skystį surinkti lankščiu tamponu. 2. Neliečiant ausies būgnelio išvalyti ausies kanalą muilo tirpalu ir surinkti skystį švirkštu.	Anaerobinė transportinė terpė.	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Jei paimtas aspiratas arba bioptatas, sėjamas anaerobams ir aerobams. Pristatyti per 2 val. Tepinėlių iš nosiaryklės ar gerklės imti netikslinga. Imama prieš antibakterinį gydymą	Nesaugoma.
9.	Tepinėlis iš išorinės ausies	1. Sudrėkinti steriliu tamponą steriliu distiliuotu vandeniu ar fiziologiniu tirpalu. Pašalinti apnašus iš ausies kanalo. Tamponą išmesti.	Transportinė sistema.	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Sukamasis judesys būtinas norint patekti į infekcijos židinį. Imama prieš antibakterinį gydymą	Nesaugoma.

NVSPL

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
		2. Sterilių tamponą sudrėkinti fiziologiniu tirpalu, stipriu judesiu paimti tiriamąją medžiagą.						
10.	Pasėlis iš akies	1. Bandinius būtina imti iš abiejų akių, atskirais steriliais tamponais, suvilgytais steriliu fiziologiniu tirpalu.	1. Tiesiogiai kabinete pasėti ant šokoladini o agar o arba 2. Transportinė terpė	1. Ne daugiau 15 min. kambario temperatūroje. 2. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	- 2. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Mikroorganizmų nedaug, todėl braukti kruopščiai. Rezultatai geresni, kai tiriamoji medžiaga sėjama gydytojo kabinete ir tuoj transportuojama į laboratoriją. Imama prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
11.	Akies ragenos nuograndos	1. Steriliu tamponu paimti bandinį, kaip aprašyta aukščiau (žr. 10 punktą). 2. Tamponą įdėti į transporto terpę. 3. Ilašinti 2 lašus vietinio anestetiko. 4. Sterilia mentele ar kilpele nuvalyti opą ar kitą pažeidimą ir pasėti vietoje tiesiai į terpę.	Tiesiogiai sėti ant šokolado agar o	Ne daugiau 15 min. kambario temperatūroje.	-	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Pasėliui medžiagą paimti tamponu po vietinės anestezijos. Nuograndas paimti po anestezijos. Imama prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
12.	Pasėlis gingivalinis periodontalinis (dantenos)	1. Rūpestingai nuvalyti gingivalinį kraštą ir supragingivalinį dantų paviršių, seiles, apnašas. 2. Pašalinti subgingivalinio pažeidimo medžiagą ir ją	Anaerobinė transportinė sistema	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Speciali laboratorinė technika, tiriant periodontalinius pažeidimus. Imama prieš antibakterinį gydymą ir ne mažiau 2 val. po valgio bei ne mažiau 4-6 val. po skalavimo antiseptikais.	Nesaugoma.

NVSPL

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
		perkelti į anaerobinę transportinę terpę.						
13.	Abscesas	1. Rūpestingai nuvalyti paviršių 70 proc. etanoliumi, po to steriliu fiziologiniu tirpalu. 2. Tiriamąją medžiagą paimti švirkštu ir surinkti į sterilų indą. 3. Jei abscesas atvertas – paimti tamponu kaip iš žaizdos.	Optimalu – užsukamas indas 1-2 ml. Transportinė sistema aerobams ir anaerobams.	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje. 2. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje 2. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Geresni rezultatai, kai paimtas bioptatas arba aspiratas, nei tamponu paimta medžiaga. Imant tamponu, reikia padaryti tepinėlį ant objekcinio stiklelio (kitu tamponu). Imama prieš antibakterinį gydymą	Nesaugoma. Nesaugoma.
14.	Tepinėlis iš žaizdos	1. Gerai nuvalyti odą apie žaizdą 70 proc. alkoholiu. 2. Pašalinti nuo žaizdos paviršiaus pūlius, apnašas, nekrotines mases. 3. Po to steriliu tamponu braukti nuo centro į periferiją. 4. Tamponą įdėti į transportinę terpę. 5. Geriau – paimti bioptatą arba aspiratą į sterilų indą.	1. Transportinė sistema 2. Bioptatas į mėgintuvėlį su 1ml sterilaus NaCl 3. Aspiratas į sterilų indą	1. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje. 2. Ne daugiau 2 val kambario temperatūroje 3. Ne daugiau 2 val kambario temperatūroje	1. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje 2. Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje 3. Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Neimti tyrimui medžiagos nuo žaizdos paviršiaus, nes gali būti klaidinantys rezultatai. Imti nuo žaizdos kraštų. Patikimumas geresnis kai paimtas bioptatas arba aspiratas. Imama prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma. Nesaugoma. Nesaugoma.
15.	Kraujo pasėlis	1. Nuo terpių buteliukų nuimti kamštelius, 2 kartus nuvalyti 70° alkoholiu.	Kraujo pasėlių terpės.	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje.	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje	Neigiamas: 5 paros, Teigiamas:	1. Kraują paimti prieš antibakterinį gydymą. 2. Pageidautina imti karščiavimo	Nesaugoma.

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
		<p>2. Odą 5 cm diametru valyti 70 ° alkoholiu. Po to koncentriniais judesiais nuo centro periferijos link valyti tą plotą 2 % spiritiniu jodo tirpalu. <u>Ekspozicija – 1 min.!</u></p> <p>3. Po dezinfekcijos neliesti venos dūrio vietoje.</p> <p>4. Jei naudojama „BACTEC“ terpė, surinkti kraują vakutaineriu į buteliukus 10 ml į aerobinę ir 10 ml į anaerobinę terpę.</p> <p>5. Jei naudojama „Signal“, švirkštu paimama 10 ml kraujo ir suleidžiama į buteliuką su terpe.</p> <p>5. Odą po procedūros nuvalyti 70 ° alkoholiu.</p>	<p>1. „BACTEC“ suaugusiesiems 2 terpės 20 ml kraujo. 2. Vaikams iki 3 m. „BACTEC“ pediatrinė terpė 1-3 ml kraujo. 3. „Signal“ terpė 10 ml kraujo</p>		arba termostate.	5-7 paros;	<p>metu.</p> <p>3. Kraują imti tik iš periferinės venos.</p> <p>4. Ūmi septicemija 2-3 mėginiai ne dažniau 10 min.</p> <p>5. Ūmus endokarditas: 3 mėginiai per 1-2 val. Jei neigiama per 24 val., paimti dar 3 mėginiai.</p> <p>6. Neaiški karščiavimo priežastis: 2-3 mėginiai, jei neauga po 24 val. – dar 2-3 mėginiai.</p>	
16.	Likvoras	Dezinfekuoti odą 2 % spiritiniu jodo tirpalu.	Sterilus užsukamas indas	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Neatšaldyti Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje arba termostate.	Neigiamas: 5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Likvorą paimti prieš antibakterinį gydymą. Neatšaldyti.	Nesaugoma.
17.	Biologiniai skysčiai iš pilvo ertmės, ascitas, tulžis, sąnarių, perikardo, pleuros punktuotai ir kt.	<p>1. Dezinfekuoti odą 2 % spiritiniu jodo tirpalu.</p> <p>2. Bandinį paimti aspiracijos būdu arba operacijos metu.</p> <p>3. Visada paimti kiek galima daugiau skysčio.</p>	<p>1. Sterilus užsukamas indas</p> <p>2. Transportinė terpė aerobams ir</p>	<p>1. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje</p> <p>2. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje.</p>	<p>1. Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje</p> <p>2. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje,</p>	Neigiamas: 5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Paimti prieš antibakterinį gydymą.	<p>Nesaugoma.</p> <p>Nesaugoma.</p>

NVSPL

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
			anaerobams.		48 val. 2-8°C temperatūroje			
18.	Skrandžio išplovos arba lavažo skystis	1. Surinkti anksti ryte, kol ligonis lovoje, nevalgęs. 2. Įvesti nasogastralinį dreną per nosį ar burną į skrandį. 3. Atlikti lavažą su 25,5 ml vėsiaus sterilaus distiliuoto vandens. 4. Išsiurbti turinį į sterilų indą. 5. Atjungti siurbėją, suspausti dreną ir jį pašalinti.	1. Sterilus užsukamas indas.	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	1. Skrandžio išplovos reikia neutralizuoti (30-50 ml išplovų reikia 1,5 ml 40% Na ₂ HPO ₄). 2. Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
19.	Intraveniniai kateteriai	1. Odą apie kateterį nuvalyti 70 proc. alkoholiu. 2. Aseptiškai pašalinti kateterį. 3. Paimti ištyrimui 5 cm ilgio distalinės dalies galą ir įdėti į sterilų indą.	Sterilus užsukamas indas	Ne daugiau 15 min. kambario temperatūroje	Ne daugiau val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	1. Mažiau 15 mikroorganizmų kolonijų – nepavojinga kaip septicemijos šaltinis. 2. Daugiau 15-os mikroorganizmų kolonijų – pavojingas kateterio užteršimas, gali būti septicemijos priežastimi. 3. Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
20.	Moterų lyties organai. Amniono skystis.	1. Bandinį paimti, atliekant amniocentezę arba 2. Cezario pjūvio metu. 3. Per intrauterinį kateterį	1. Sterilus užsukamas indas ne mažiau 2 ml. 2. Transportinė terpė aerobams ir anaerobams	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje.	1. Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje 2. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.

NVSPL

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
			s.					
21.	Tepinėlis iš makšties	1. Nuvalyti steriliu tamponu išskyras ir gleives. 2. Tamponą išmesti. 3. Steriliu tamponu paimti tiriamąją medžiagą nuo užpakalinio skliauto gleivinės. 4. Įdėti tamponą į transportinę terpę.	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje.	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
22.	Tepinėlis iš gimdos kaklelio	1. Steriliu tamponu pašalinti nuo gimdos kaklelio sekretą, gleives. 2. Tamponą išmesti. 3. Sterilią tamponą įvesti į gimdos kanalą 2 cm ir atsargiai sukti 10 sek. 4. Tamponą įdėti į transportinę terpę.	Transportinė terpė	1. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje.	1. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
23.	Gimdos aspiratas	1. Tyrimui medžiaga – transcervikalinis aspiratas. 2. Per teleskopinį kateterį	1. Į sterilią indą 1-3 ml	1. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	1. Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Netinka tyrimui tepinėlis iš gimdos kaklelio. Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
			2. Anaerobinė transportinė terpė	2. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	2. Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje			Nesaugoma.
25.	Prostatos sekretas	1. Lytiniai organai nuplaunami muilu ir vandeniu. 2. Masažuojama per rectum. 3. Steriliu tamponu surinkti	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Rezultatai tikslesni, kai bandiniai imami prieš masažą ir po masažo. Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.

NVSPL

Eil. nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
		bandinį ir įdėti į transportinę terpę.						
26.	Tepinėlis iš šlaplės	1. Ploną sterilų tamponą įvesti 2 cm į šlaplę ir atsargiai pasukti 2 sek. 2. Tamponą įdėti į transporto terpę.	Transportinė terpė	Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. kambario temperatūroje, 48 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
27.	Šlapimas	1. Paruošti šlapimo surinkimo taisyklės ir pateikti ligoniams. 2. Nusiplauna lytinius organus muilu ir vandeniu. 3. Nuvaloma sterilia marle. 4. Surinkti laisvos srovės vidurinę porciją.	5-10 ml į sterilų užsukamą indą	Ne daugiau 30 min. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	1. Surinkti rytinę laisvos srovės vidurinę porciją. 2. Vengti šlapimą surinkti kateteriu. 3. Netinka surinkti iš Folio kateterio. 4. Jei surenkama iš pastovaus kateterio, būtina tai pažymėti siuntimo lapelyje. 5. Ryte iki šlapimo surinkimo ligonis neturi gerti skysčių. 6. Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
28.	Išmatos (enteropatogenų nustatymui)	1. Iš karto po pasituštinimo surinkti 10-20 ml išmatų į sterilų užsukamą indą	1. Sterilus užsukamas indas	1. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	Ne daugiau 24 val. 2-8°C temperatūroje	Neigiamas: 3-5 paros, Teigiamas: 5-7 paros;	1. Tiriamoji medžiaga laikoma 4 °C temperatūroje, nes <i>Shigella</i> gali neišgyventi dėl pH pokyčių, kurie greitai atsiranda laikant išmatas kambario temperatūroje ir ilgesnį laiką. 2. Paimti prieš antibakterinį gydymą.	Nesaugoma.
		2. Įvesti tamponą ar Cimano (rektalinį) vamzdelį į rectum ir atsargiai sukti apie 10 sek. Tamponą ar vamzdelį įdėti į transportinę terpę.	2. <i>Cary-Blair</i> transportinė terpė	2. Ne daugiau 2 val. kambario temperatūroje	2. Ne daugiau 48 val. 2-8°C temperatūroje.			Nesaugoma.

Informacija atnaujinta 2018-12-17.